

2008 年 4 月吉日

お客様各位

株式会社日本ルミナス  
眼科事業部

## 新製品販売開始のお知らせ(細径眼内レーザープローブ)

拝啓 陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ではかねてより開発を進めておりました細径眼内レーザープローブを、下記のとおり販売を開始する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

敬具

### 記

品番	品名	定価	販売単位
1023-00	エンドレーザープローブ 23G ストレート	¥60,000	1本
1025-00	エンドレーザープローブ 25G ストレート	¥60,000	1本

[詳細はこちらをご参照ください](#)

本品は、以下の優れた特徴を有しております。

- ・ 優れたエネルギー伝送ミッションにより、20G と同等の高効率なレーザー光凝固が可能です。
- ・ 柔軟なファイバーは、術者の微細な操作を妨げることがなく顕微鏡にも接触しにくくなっております
- ・ 視野の妨げとなる使用中の泡が発生しません。
- ・ 堅牢なプローブ先は、従来品と同等の長さを有しているため網膜近くへのアプローチが可能です。
- ・ ハンドル部に 23G または 25G の刻印が記されているので、容易に判別できます。
- ・ ルミナス社製レーザー光凝固装置への直接接続が可能です(カプラー等不要)。

以上